



La transformation commence ici 



Hub Santé

Cahier de recette

Lien 15-NexSIS

09/04/2025 | ANS

Cas de test : Raymonde Leccia

Hub Santé

Raymonde LECCIA - Périmètre fonctionnel du cas de test

01 Partage de dossier

RC-EDA - **01.** Incendie de maison et découverte d'une victime inanimée
RC-DR - **02.** Demande d'intervention d'un SMUR

02 Partage de ressources

RS-RR - **03.** Réponse à la demande de ressources
RS-RI - **04.** Détail des ressources mobilisées pour l'intervention
RS-ER - **05.** Demande d'engagement d'un SMUR

03 Mise à jour du dossier

RS-EDA-MAJ - **06.** Prise en charge de la patiente
RS-EDA-MAJ - **07.** Clôture du dossier

1. Raymonde LECCIA : RC-EDA

- `caseId` : `fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517`
- `senderCaseId` : `SC-20240813-XXX-cga-AT517`

JDD 01

NexSIS



LRM

Origine de l'appel : 18

CRRA traitant : SGA XX

Date et Heure : 13/08/2024 à 10:20

Type d'intervention : Primaire

Description : Une dame appelle le 18 pour déclarer un incendie chez sa voisine ; les pompiers découvrent une jeune-femme en arrêt cardiaque et font intervenir un SMUR

Localisation de l'affaire/dossier :

19 Rue de la République

Latitude : 47.9657986

Longitude : -1.7901215

Première maison au croisement avec le chemin qui descend vers le lotissement

Nature de fait :

- C04.02.01
- Incendie - Bâtiment d'habitation

Patient : Raymonde LECCIA, femme

Arrêt cardiaque et brûlures

de régulation médicale : PB32

Requérant : Christine MICHEL, voisine

Aucune difficulté de communication.

Numéro de téléphone (idem contre appel) :

+33608310965

Motif de recours médico-secouriste

- M01.01
- Suspicion d'arrêt cardiaque, mort subite

2. Raymonde LECCIA : RS-DR

- `caseld` : `fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517`
- `senderCaseld` : `SC-20240813-XXX-cga-AT517`

JDD 02

NexSIS



LRM

ID demande partagé : `fr.fire.sdisXXX.cga-XXX.request.SMURAT517`

Effet à obtenir : SMUR

Délais : DELO

Précisions : Raymonde Leccia, trentaine d'années, en arrêt cardiaque et souffrant de brûlures découverte par les pompiers déployés sur un incendie

3. Raymonde LECCIA : RS-RR

- *caseId* : *fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517*
- *senderCaseId* : *SC-20240813-XXX-cga-AT517*

JDD 03

LRM



NexSIS

ID demande partagé : *fr.fire.sdisXXX.cga-XXX.request.SMURAT517*

Réponse : ACCEPTEE

Précisions : Ok pour SMUR (oxygène ++ au cas où) - Départ immédiat

4. Raymonde LECCIA : RS-RI

- `caseId` : `fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517`
- `senderCaseId` : `SC-20240813-XXX-cga-AT517`

JDD 04

LRM



NexSIS

ID ressource partagé : `fr.health.samuXXX.resource.SMUR268`

ID organisation propriétaire : `fr.health.samuXXX`

Type de vecteur : `SMUR.AR`

Nom de la ressource : `SMUR-Rea3`

Précisions : `Ok pour SMUR (oxygène ++ au cas où) - Départ immédiat`

Statuts du vecteur :

- 10:23 - DECISION
- 10:24 - DECLENCHE

Equipe du vecteur :

- Type : MED
- Nom : Equipe FEU 3

5. Raymonde LECCIA : RS-ER

- `caseld` : `fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517`
- `senderCaseld` : `SC-20240813-XXX-cga-AT517`

JDD 05

LRM



NexSIS

Type de vecteur : SMUR.AR

Nom de la ressource : SMUR-Rea3

Equipe du vecteur :

- Type : MED
- Nom : Equipe FEU 3

6. Raymonde LECCIA : RS-EDA-MAJ

• `caseld` : `fr.fire.sisXXX.cga-XXX.SC-20240813-XXX-cga-AT517`
• `senderCaseld` : `SC-20240813-XXX-cga-AT517`

JDD 06

LRM
↓
NexSIS

Filière : AMU

CRRA Traitant : `fr.health.samuXXX`

Qualification :

- Etat du dossier : ACTIF
- Priorité : P0
- Niveau de soin : R1

Précisions : Patiente réanimée et accompagnée aux urgences du CHU XXX

JDD 07

LRM
↓
NexSIS

Filière : AMU

CRRA Traitant : `fr.health.samuXXX`

Qualification :

- Etat du dossier : CLOTURE
- Priorité : P0
- Niveau de soin : R1

Précisions : Fin de l'intervention et retour du SMUR en base